

Silla de ruedas de transporte

en aluminio

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-0020274

Especificaciones



Imagen del producto



Medidas

Capacidad de peso

 **100kg**

Peso del producto

 **12kg**



Medidas del asiento

Profundidad **40cm**

Ancho **46cm**

Altura espaldar **41cm**

Recomendaciones

- Accionar los frenos antes de sentar al paciente y siempre que la silla de ruedas esté bloqueada para evitar movimientos involuntarios.
- Evitar terrenos irregulares y superficies resbaladizas que puedan comprometer la estabilidad de la silla de ruedas.
- Almacenar la silla de ruedas en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión.
- No exceder la capacidad máxima de carga de la silla, ni sobrecargue la silla de ruedas con objetos adicionales, ya que puede afectar la seguridad del usuario.

Garantía

Este producto está cubierto con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura no cubre rodamientos, partes plásticas ni tapicería.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.