

Silla de ruedas neurológica

pediátrica plegable

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2019DM-0020274

Especificaciones



Asiento y espaldar removibles.



Estructura en aluminio.



Controladores laterales de tronco.



Apoyabrazos removibles y graduables.



FS958

Fabricada en aluminio de alta calidad, ofrece la combinación perfecta de resistencia y ligereza.

Tiene apoyabrazos y apoyapies que son removibles y graduables para una postura más personalizada.

Cuenta con un sistema de reclinación y de basculación que en conjunto con sus múltiples ajustes permiten adaptarla a las necesidades cambiantes de cada niño.

Al ser plegable la hace muy fácil de guardar y transportar.

Este producto se encuentra sujeto a inventario.



Soporte para pantorilla graduable, removible y elevable.



Rueda trasera en poliuretano, rin estrella 15".



Rueda delantera maciza 6".



Apoyapies elevables, removibles y ajustables.

+ Otras especificaciones

Ruedas antivuelco

Mesa de trabajo

Sistema reclinable

Arnés de seguridad

Soporte pélvico

Sistema de basculación

Abductor de cadera

Soporte céfalico

Imagen del producto



Medidas

Capacidad de peso

 75kg

Peso del producto

 22kg

Alto total
Con cabecero
 118cm
Sin cabecero
 102cm



Ancho total

 52cm

Altura del piso
al asiento
 49cm

Medidas del asiento

Profundidad
 41cm

Ancho
 38cm

Altura espaldar
 53cm

Recomendaciones

- Ajustar los apoyapies a una altura adecuada para la comodidad del usuario. Revisar que los frenos estén funcionando correctamente antes de cada uso.
- Accionar los frenos antes de sentar al paciente y siempre que la silla de ruedas esté bloqueada para evitar movimientos involuntarios.
- Evitar terrenos irregulares y superficies resbaladizas que puedan comprometer la estabilidad de la silla de ruedas.
- Almacenar la silla de ruedas en un lugar seco y protegido de la humedad para evitar la corrosión.
- No exceder la capacidad máxima de carga de la silla, ni sobrecargue la silla de ruedas con objetos adicionales, ya que puede afectar la seguridad del usuario.

 **Garantía**

Este producto está cubierto con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación en la estructura no cubre rodamientos, partes plásticas ni tapicería.

Para hacer válida la garantía, no retire los stickers de serial y registro sanitario y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

www.multifarmaceutica.com 